


















Symbole	Bezugsnummer Symbol	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	5.1.1	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.
	5.1.3	Herstellungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
	5.1.4	Verwendbar bis	Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	5.1.5	Fertigungslosnummer, Charge	Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	5.1.6	Artikelnummer	Zeigt die Bestellnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	5.2.3	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Ethylenoxid sterilisiert wurde.
	5.2.4	Strahlensterilisiert	Zeigt ein Medizinprodukt an, das durch Bestrahlung sterilisiert wurde.
	5.2.6	Nicht erneut Sterilisieren	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht erneut sterilisiert werden darf.
	5.2.7	Nicht steril	Zeigt ein Medizinprodukt, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde.

	5.2.8	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht verwendet werden sollte, falls die Verpackung beschädigt oder geöffnet sein sollte.
	5.3.1	Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das bei unvorsichtiger Behandlung brechen kann oder beschädigt wird.
	5.3.2	Vor Sonnenlicht schützen	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das Schutz vor Lichtquellen benötigt.
	5.3.4	Trocken aufbewahren	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss.
	5.4.2	Nicht wiederverwenden	Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.
	5.4.3	Gebrauchsanweisung beachten	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.
	5.4.3	Gebrauchsanweisung beachten, elektronische Gebrauchsanweisung (eIFU)	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen. Hinweis auf eIFU kann die Adresse der Internetseite des Hersteller sein oder ein anderer geeigneter Hinweis, dass die Gebrauchsanweisung in einem elektronischen Format erhältlich ist.
	5.4.4	Achtung!	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.

Standard: ISO 15223-1 Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten

	5.4.5	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Zeigt die Anwesenheit von Naturkautschuk oder trockenem Natur-kautschuklatex als einem Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.
	5.6.3	Pyrogenfrei	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht pyrogen ist.
	---	„ENTHÄLT ODER ANWESENHEIT VON PHTHALATE“ im Beispiel DEHP	Zeigt die Anwesenheit des Phthalat DEHP in einem Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.

Verwendung von Symbolen zur Anzeige der Einhaltung der MDR

	---	Medizinprodukt
	---	UDI Nummer (Unique Device Identifier)